

## FICHE TECHNIQUE DE COLLECTE DE SEMENCE

### IDENTIFICATION

<b>TAUREAU</b>	<b>NOM</b>	<b>N°</b>	<b>RACE AGE</b>
	CRYSTAL	FR7932490405	38

### COLLECTE EJACULAT

EJACULATS N°	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Quantité	9 ml		
Concentration	2574,6.10 <sup>6</sup> spz/ml		
Mode de collecte	saillie		
% vivants	95%		
motilité	excellente		

### DILUTION

Produit	Optidyl
---------	---------

### PAILLETES

Nombre/ volume	100 / 0,25 ml
----------------	---------------

### ANALYSE DE LA SEMENCE CONGEELEE

Réalisée avec QWICKCHECK GOLD BULL

N° SERIE DE LA MACHINE	
DATE DU TEST	
HEURE DU TEST	
Echantillon CONGELE	
N° TROUPEAU	
RACE N°	
TAUREAU N°	
N° DE L'ECHANTILLON	
VOLUME DE LA PAILLETTE	
DATE DE LA MISE EN PAILLETTE	
MILIEU DE DILUTION	
CONCENTRATION STANDARD	
NB SPZ MOBILES	
NB SPZ MOBILES PROGRESSIFS	
VITESSE DES SPZ	
NB SPZ MOBILES PAR PAILLETTE	
<b>NB SPZ MOBILES PROGRESSIFS PAR PAILLETTE</b>	

QwikCheck GOLD BULL  
TEST RESULTS

CRYSTAL

DEVICE SN	0034
SW VER.	01.00.19
TEST DATE	16/01/13
TEST TIME	13:59
SAMPLE	FROZEN
HERD #	85301165
BREED #	38
BULL ID	7932490405
BATCH #	1
STRAW VOL.	0.250 ml
STRAW DATE	12/01/13
FREEZING MEDIA	MILK
CONC. STANDARD	2
MSC	49.7 M/ml
PMSC	37.6 M/ml
VELOCITY	34 mic/sec
# MOT. SPERM	12.42 M
# PR. SPERM	9.40 M

### CONCLUSION

NB SPZ MOBILES PROGRESSIFS / PAILLETTE > à 6 millions  
PAILLETES EXCELLENTES

**OPERATEUR :** Alain NIVOT

### REMARQUES

SYSTEM DATA

5.	30.13	7.	0.583	12.	247	AW	6441
----	-------	----	-------	-----	-----	----	------