

## FICHE TECHNIQUE D'ANALYSE DE SEMENCE FRAICHE

### IDENTIFICATION

<b>TAUREAU</b>	<b>NOM</b> CRYSTAL	<b>N°</b> FR 7932490405	<b>RACE AGE</b> 38
----------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

### COLLECTE EJACULAT

EJACULATS N°	1	2	3
Quantité	9 ml		
Concentration	2,574.10 <sup>9</sup> spz/ml		
Mode de collecte	Saillie		

% vivants  
motilité

96%  
Excellente

### ANALYSE DE LA SEMENCE CONGEELEE

Réalisée avec QWICKCHECK GOLD BULL

N° SERIE DE LA MACHINE	
DATE DU TEST	
HEURE DU TEST	
Echantillon FRAIS	
N° TROUPEAU	
RACE N°	
TAUREAU N°	
VOLUME DE SEMENCE	
N° DE L'ECHANTILLON	
CONCENTRATION STANDARD	
CONCENTRATION	
MOTILITE	
MOTILITE PROGRESSIVE	
NB SPZ NORMAUX	
NB SPZ MOBILES	
NB SPZ MOBILES PROGRESSIFS	
VITESSE DES SPZ	
NB SPZ	
NB SPZ MOBILES	
<b>NB SPZ MOBILES PROGRESSIFS</b>	

### QwikCheck GOLD BULL TEST RESULTS

CRYSTAL

DEVICE SN	0034
SW VER.	01.00.19
TEST DATE	13/01/13
TEST TIME	13:09
SAMPLE	FRESH
HERD #	85301165
BREED #	38
BULL ID	7932490405
SEMEN VOL.	9.000 ml
SAMPLE #	2
CONC. STANDARD	2
CONC.	2574.6 M/ml
MOTILITY	96.6 %
PR. MOT.	82.6 %
MORPHOLOGY	89.2 %
MSC	2487.0 M/ml
PMSC	2126.6 M/ml
VELOCITY	71 mic/sec
# SPERM	23.17 Bil
# MOT. SPERM	22.38 Bil
# PR. SPERM	19.14 Bil

### CONCLUSION

SEMENCE EXCELLENTE

**OPERATEUR :** Alain NIVOT

#### SYSTEM DATA

5. 156.64 7. 1.062 12. 322 AW 6387